

Orthopädie



Komplett aus Edelstahl für höchste Korrosionsbeständigkeit. Alle mechanischen Verbindungen sind lasergeschweißt. Distale und proximale Decklinsen bestehen aus Saphirglas und sind eingelötet. Das bedeutet keine Klebestellen, keine Undichtigkeit und kein Zerkratzen.

“High-Resolution” Optiksystem für besonders brillante Bildqualität. Althea Endoskope sind kompatibel mit Schäften unterschiedlicher Hersteller. Problemlose Integration der Althea Endoskope in Ihr bestehendes Zubehör / Instrumentarium. Unterschiedliche Blickrichtungen sind farblich gekennzeichnet. Der blaue Ring bedeutet, das Endoskop ist autoklavierbar.

- **Decklinse aus Saphirglas**
- **Korrosionsbeständig**
- **134 °C autoklavierbar**
- **Brillantes Bild**
- **Absolut dicht**

Kompatibel	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	Wolf	Wolf	Wolf
Durchmesser	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm
Nutzlänge	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Blickrichtung	0°	30°	45°	70°	0°	30°	70°
Öffnungswinkel	95°	95°	95°	95°	95°	95°	95°
Artikel Nr.:	10 40 00	10 40 30	10 40 45	10 40 70	13 40 00	13 40 30	13 40 70

Kompatibel	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	Wolf
Durchmesser	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm
Nutzlänge	187 mm	187 mm	175 mm	175 mm	110 mm	110 mm	180 mm
Blickrichtung	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°
Öffnungswinkel	80°	80°	80°	80°	80°	80°	80°
Artikel Nr.:	10 28 00	10 28 30	11 28 00	11 28 30	12 28 00	12 28 30	13 28 00