

Urologie

	Starre Zystoskope 300/4.0 + 303/4.0
---	--

Komplett aus Edelstahl für höchste Korrosionsbeständigkeit. Alle mechanischen Verbindungen sind lasergeschweißt. Distale und proximale Decklinsen bestehen aus Saphirglas und sind eingelötet. Das bedeutet keine Klebestellen, keine Undichtigkeit und kein Zerkratzen.

“High-Resolution” Optiksystem für besonders brillante Bildqualität. Althea Endoskope sind kompatibel mit Schäften unterschiedlicher Hersteller. Problemlose Integration der Althea Endoskope in Ihr bestehendes Zubehör / Instrumentarium. Unterschiedliche Blickrichtungen sind farblich gekennzeichnet. Der blaue Ring bedeutet, das Endoskop ist autoklavierbar.

- **Decklinse aus Saphirglas**
- **Korrosionsbeständig**
- **134 °C autoklavierbar**
- **Brillantes Bild**
- **Absolut dicht**

Kompatibel	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	STORZ	Wolf
Durchmesser	2,70 mm	2,70 mm	2,70 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm
Nutzlänge	303 mm	303 mm	303 mm	303 mm	303 mm	303 mm	303 mm	300 mm
Blickrichtung	0°	30°	70°	0°	12°	30°	70°	0°
Öffnungswinkel	80°	80°	80°	70°	70°	70°	70°	70°
Artikel Nr.:	30 28 00	30 28 30	30 28 70	30 40 00	30 40 12	30 40 30	30 40 70	31 40 00

Kompatibel	Wolf	Wolf	Wolf	Wolf	Olympus	Olympus	Olympus	Olympus
Durchmesser	2,70 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm
Nutzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Blickrichtung	30°	12°	30°	70°	0°	30°	12°	70°
Öffnungswinkel	70°	70°	70°	70°	Standard	Standard	Standard	Standard
Artikel Nr.:	31 28 30	31 40 12	31 40 30	31 40 70	32 40 00	32 40 30	32 40 12	32 40 70